



UNIGLOVES GREEN/LIME PEARL®

Weitere Farben



GRÖSSE	REF	PZN
XS	3501	18101434
S	3502	18101440
M	3503	18101457
L	3504	18101463
XL	3505	18101486

DOWNLOAD FLYER



BESCHREIBUNG

UNIGLOVES GREEN PEARL® ONE GLOVE - 14 COLOURS

Die Handschuhe der Pearl-Serie sind vielseitig verwendbare, lebensmittelechte Hygiene- und Schutzhandschuhe aus Nitril. Die Einweghandschuhe finden sowohl in der Gastronomie und Industrie als auch in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie in Kosmetik- und Friseursalons Verwendung. Geprüft wurden die Handschuhe nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das Material der Pearls ist wasserdicht, äußerst reißfest und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Das latex-, thiuram- und proteinfreie Nitril ist außerdem überaus sanft zur Haut. Die angerauten Fingerspitzen ermöglichen einen sicheren Griff, ohne das Tastempfinden einzuschränken. Die flexible Passform gestalten das An- und Ausziehen des Handschuhs leicht und angenehm. Durch das beidhändige Design wird zugleich der schnelle und wechselnde Gebrauch erleichtert.

Die Pearl-Serie ist in Blau, Cobalt, Grün, Mint, Magenta, Opal, Pink, Rot, Saphir, Violett, Weiß, Schwarz, Gelb und in der neuen Farbe Orange, sowie in den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

MATERIAL	<i>Nitril</i>
FARBE	<i>grün</i>
LÄNGE	<i>240 mm</i>
GRÖSSE	<i>XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)</i>
PRODUKTMERKMALE	<i>mikrogeraute Fingerspitzen, pudersfrei, Rollrand, unsteril</i>
AQL	<i>1.5</i>
NORMEN HANDSCHUHE	<i>EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-C</i>
VERPACKUNGSINHALT	<i>Box à 100 Stück</i>
VERSANDEINHEIT	<i>10 Boxen</i>