


**UNIGLOVES COBALT PEARL®**

**Weitere Farben**



GRÖSSE	REF	PZN
XS	1011	18100481
S	1012	18100498
M	1013	18100506
L	1014	18100512
XL	1015	18100529

**DOWNLOAD FLYER**



## BESCHREIBUNG

### UNIGLOVES COBALT PEARL® ONE GLOVE - 14 COLOURS

Die Handschuhe der Pearl-Serie sind vielseitig verwendbare, lebensmittelechte Hygiene- und Schutzhandschuhe aus Nitril. Die Einweghandschuhe finden sowohl in der Gastronomie und Industrie als auch in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie in Kosmetik- und Friseursalons Verwendung. Geprüft wurden die Handschuhe nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das Material der Pearls ist wasserdicht, äußerst reißfest und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Das latex-, thiuram- und proteinfreie Nitril ist außerdem überaus sanft zur Haut. Die angerauten Fingerspitzen ermöglichen einen sicheren Griff, ohne das Tastempfinden einzuschränken. Die flexible Passform gestalten das An- und Ausziehen des Handschuhs leicht und angenehm. Durch das beidhändige Design wird zugleich der schnelle und wechselnde Gebrauch erleichtert.

Die Pearl-Serie ist in Blau, Cobalt, Grün, Mint, Magenta, Opal, Pink, Rot, Saphir, Violett, Weiß, Schwarz, Gelb und in der neuen Farbe Orange, sowie in den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

<b>MATERIAL</b>	<i>Nitril</i>
<b>FARBE</b>	<i>blau</i>
<b>LÄNGE</b>	<i>240 mm</i>
<b>GRÖSSE</b>	<i>XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)</i>
<b>PRODUKTMERKMALE</b>	<i>mikrogeraute Fingerspitzen, pudernfrei, Rollrand, unsteril</i>
<b>AQL</b>	<i>1.5</i>
<b>NORMEN HANDSCHUHE</b>	<i>EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-C</i>
<b>VERPACKUNGSINHALT</b>	<i>Box à 100 Stück</i>
<b>VERSANDEINHEIT</b>	<i>10 Boxen</i>